


解放双手的全自动工作站

SC9210 SE 96通道全自动移液工作站

- 最高可选10板位
- 释放双手, 全自动高通量移液
- 多种通道模块自由切换
- 小巧实用, 节省空间



苏州中析生物信息有限公司

地址: 苏州市吴中区甪直镇凌港路128号
电话: 0512-65026982 邮箱: info@prcxi.com

售前
客服



公
众
号



产品特点

- 可选 6~10 个工作板位,支持标准96孔/384孔板(如PCR板、酶标板、细胞培养板等)、储液槽等。
- 占地空间小,尺寸仅为600x300x560mm,可轻松放置于生物安全柜、超净工作台。
- 符合生命科学工作者移液习惯的导航式流程设定方式,更加直观、简便、无门槛。
- 配置多样、自由更换的高通量移液模块,可兼容并自行切换 1/8/12/96/384的液体处理通道。

主要应用方向

结合小巧的机身,实用的 6~10 工作板位设计、多种通量和量程的移液模块可选、多样的移液参数设定功能这些优点于一身,SC9210 SE 可以应用在分子生物学、蛋白学、细胞生物学、药学等众多领域。

- + 孔板复制
- + 连续分液
- + 反向移液
- + 预混/后混合
- + 96转384孔板
- + 梯度稀释/非整板加样



产品参数

板位数	6-10板位		
通道数	96/384通道		
移液技术	空气置换式		
孔板规格	微孔板、浅孔板和深孔板,各种试管及市面上大多数耗材		
移液核心性能参数	移液范围	精确度	均一度(CV)
	0.5 - 10 μL	$1\mu\text{L} \pm 8\%$; $10\mu\text{L} \pm 2\%$	$1\mu\text{L} \leq 6\%$; $10\mu\text{L} \leq 1.5\%$
	1 - 20 μL	$1\mu\text{L} \pm 8\%$; $20\mu\text{L} \pm 3\%$	$1\mu\text{L} \leq 6\%$; $20\mu\text{L} \leq 1.5\%$
	3 - 50 μL	$5\mu\text{L} \pm 4\%$; $50\mu\text{L} \pm 1.5\%$	$5\mu\text{L} \leq 5\%$; $50\mu\text{L} \leq 1\%$
	3 - 300 μL	$10\mu\text{L} \pm 4\%$; $200\mu\text{L} \pm 0.8\%$	$10\mu\text{L} \leq 6\%$; $200\mu\text{L} \leq 0.5\%$
	10 - 1000 μL	$10\mu\text{L} \pm 6\%$; $500\mu\text{L} \pm 0.5\%$	$10\mu\text{L} \leq 5\%$; $500\mu\text{L} \leq 0.4\%$
电源要求	输入电压:100-240VAC $\pm 10\%$, 频率50/60Hz $\pm 5\%$; 输出24V		
最大功率	180W		
工作环境	5-40 $^{\circ}\text{C}$, 相对湿度 10-90%, 不凝结		
尺寸	600 \times 300 \times 560mm		

苏州中析生物信息有限公司

地址:苏州市吴中区甪直镇凌港路128号
电话:0512-65026982 邮箱:info@prcxi.com

售前
客服



公
-
众
-
号

